



UROFLUSSIMETRIA

L'uroflussometria è l'esame che consente, in maniera del tutto non invasiva, di misurare il flusso minzionale in ogni suo momento, riproducendolo in forma grafica.

L'uroflussometria consente di tracciare un profilo minzionale di quei pazienti che hanno problemi che riguardano lo svuotamento della vescica, in particolare quelli che presentano sintomi interessanti il basso tratto urinario che possono essere associati a problemi di ostruzione urinaria.

Come si svolge l'uroflussometria?

L'uroflussometria viene svolta attraverso l'utilizzo di un flussometro, strumento elettronico simile a un water, all'interno del quale il paziente deve urinare per permettere la misurazione del flusso. Perché la misurazione sia attendibile, è necessario che il paziente abbia una vescica né troppo vuota né troppo piena: la minzione deve essere quanto più normale possibile.

Alla fine dell'esame verrà anche quantificata con utilizzo di un'ecografia, la quantità di urina rimasta nella vescica, il cosiddetto "residuo post-minzionale".

L'uroflussometria dura pochi secondi, il tempo di effettuare una minzione completa.

PREPARAZIONE

Per l'esecuzione dell'uroflussometria è necessario che il paziente abbia la **vescica piena** nella giusta quantità.

Non urinare almeno per un'ora prima dell'esecuzione dell'esame bevendo in quel lasso di tempo almeno **mezzo litro di acqua**.

In caso di impossibilità ad eseguire la visita annullare la prenotazione entro le 72 ore.